

| 大阪国際がんセンター臨床検査科 臨床検査基準値 (20231201) |               |                          |                           |                    |              |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 項目名称                               |               | 基準値                      | 単位                        | 検査方法               | 外部委託先        |
| 〔血液学検査〕                            |               |                          |                           |                    |              |
| 血小板数(PLT)                          |               | 158-348                  | $\times 10^3/\mu\text{L}$ | レザ-散乱光フロ-サイトメトリ-法  |              |
| 白血球数(WBC)                          |               | 3.3-8.6                  | $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 散乱光フロ-サイトメトリ-法     |              |
| 赤血球数(RBC)                          |               | M:4.35-5.55、F:3.86-4.92  | $\times 10^6/\mu\text{L}$ | レザ-散乱光フロ-サイトメトリ-法  |              |
| 網赤血球数                              |               | 0.5-2.5                  | %                         |                    |              |
| ヘモグロビン(HGB)                        |               | M:13.7-16.8、F:11.6-14.8  | g/dL                      | ラウリルアミノキシド法        |              |
| ヘマトクリット(HCT)                       |               | M:40.7-50.1、F:35.1-44.4  | %                         | レザ-散乱光フロ-サイトメトリ-法  |              |
| MCV(平均赤血球容積)                       |               | 83.6-98.2                | fL                        | レザ-散乱光フロ-サイトメトリ-法  |              |
| MCH(平均赤血球色素量)                      |               | 27.5-33.2                | pg                        | レザ-散乱光フロ-サイトメトリ-法  |              |
| MCHC(平均赤血球色素濃度)                    |               | 31.7-35.3                | g/dL                      | レザ-散乱光フロ-サイトメトリ-法  |              |
| 好中球数                               |               | 1.5-7.5                  | $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 散乱光フロ-サイトメトリ-法     |              |
| リンパ球数                              |               | 1.0-4.0                  | $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 散乱光フロ-サイトメトリ-法     |              |
| 単球数                                |               | 0.16-1.0                 | $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 散乱光フロ-サイトメトリ-法     |              |
| 好酸球数                               |               | 0-0.8                    | $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 散乱光フロ-サイトメトリ-法     |              |
| 好塩基球数                              |               | 0-0.2                    | $\times 10^3/\mu\text{L}$ | 散乱光フロ-サイトメトリ-法     |              |
| 白血球自動分画                            | NEUT%(好中球)    | 30.0-70.0                | %                         | 酵素染色フロ-サイトメトリ-法    |              |
|                                    | LYMP%(リンパ球)   | 18.0-55.0                | %                         |                    |              |
|                                    | MONO%(単球)     | $\leq 12.0$              | %                         |                    |              |
|                                    | EOSI%(好酸球)    | $\leq 8.0$               | %                         |                    |              |
|                                    | BASO%(好塩基球)   | $\leq 2.0$               | %                         |                    |              |
|                                    | LUC%(大型非染色細胞) | 1.0-4.0                  | %                         |                    |              |
| 白血球数分画目視                           | 好塩基球          | 0.0-2.5                  | %                         |                    |              |
|                                    | 好酸球           | 0.0-8.5                  | %                         |                    |              |
|                                    | リンパ球          | 16.5-49.5                | %                         |                    |              |
|                                    | 異形リンパ球        | 基準値無し                    |                           |                    |              |
|                                    | 単球            | 2.0-10.0                 | %                         |                    |              |
|                                    | 好中球(分葉核球)     | 38.0-74.0                | %                         |                    |              |
|                                    | (桿状核球)        | 0.5-6.5                  | %                         |                    |              |
|                                    | リンパ芽球         | なし                       | %                         | 報告せず(目視で認めた場合のみ報告) |              |
|                                    | 形質細胞          | なし                       | %                         | 報告せず(目視で認めた場合のみ報告) |              |
|                                    | 前リンパ球         | なし                       | %                         | 報告せず(目視で認めた場合のみ報告) |              |
|                                    | 骨髄球           | なし                       | %                         |                    |              |
|                                    | 前骨髄球          | なし                       | %                         | 報告せず(目視で認めた場合のみ報告) |              |
| 〔止血・凝固関連検査〕                        |               |                          |                           |                    |              |
| PT(プロトロンビン値)                       |               | 70-130                   | %                         | 散乱光度法              |              |
| PT-INR                             |               | 0.9-1.1                  |                           |                    | 試験のみに対応した基準値 |
| APTT(活性部分トロンボプラスチン時間)              |               | 24-39                    | 秒                         | 散乱光度法              |              |
| FBG(フィブリノーゲン)                      |               | 200-400                  | mg/dL                     |                    |              |
| 〔生化学検査〕                            |               |                          |                           |                    |              |
| 総タンパク(TP)                          |               | 6.6-8.1                  | g/dL                      | ビウレット法             |              |
| アルブミン(ALB)                         |               | 4.1-5.1                  | g/dL                      | BCP改良法             |              |
| 中性脂肪(トリグリセライド)                     |               | M:40-234、F:30-117        | mg/dL                     | FG消去酵素法            |              |
| 総コレステロール                           |               | 142-248                  | mg/dL                     | コレステロール酸化酵素法       |              |
| HDLコレステロール                         |               | M:38-90 F:48-103         | mg/dL                     | 化学修飾酵素法            |              |
| LDLコレステロール                         |               | 65-163                   | mg/dL                     | 酵素法                |              |
| ALP(アルカリフォスファターゼ)                  |               | 38-113                   | U/L                       | IFCC               |              |
| コリンエステラーゼ(ChE)                     |               | M:240-486 F:201-421      | U/L                       | 酵素法                |              |
| AST(GOT)                           |               | 13-30                    | U/L                       | JSCC               |              |
| ALT(GPT)                           |               | M:10-42、F:7-23           | U/L                       | JSCC               |              |
| $\gamma$ -GTP                      |               | M:13-64、F:9-32           | U/L                       | JSCC               |              |
| LD(LDH:乳酸脱水素酵素)                    |               | 124-222                  | U/L                       | IFCC               |              |
| リパーゼ                               |               | 13.0-55.0                | U/L                       | 酵素法                |              |
| AMY(アミラーゼ)                         |               | 44-132                   | U/L                       | エチリデン-G7PNP基質法     |              |
| 総ビリルビン                             |               | 0.4-1.5                  | mg/dL                     | バナジン酸酸化法           |              |
| 直接ビリルビン(D-Bil)                     |               | 0-0.4                    | mg/dL                     | バナジン酸酸化法           |              |
| 血糖(グルコース)                          |               | 73-109                   | mg/dL                     | ヘキソキナーゼ法           |              |
| ブドウ糖(非空腹時)                         |               | なし                       | mg/dL                     | ヘキソキナーゼ法           |              |
| HbA1c                              |               | 4.9-6.0                  | %(NGSP)                   | HPLC法              |              |
| 尿素窒素(BUN)                          |               | 8-20                     | mg/dL                     | ウレア-ゼUVアンモニア消去法    |              |
| 尿酸(UA)                             |               | M:3.7-7.8 F:2.6-5.5      | mg/dL                     | ウリカ-ゼ・ベルオキシダーゼ法    |              |
| クレアチニン                             |               | M:0.65-1.07 F:0.46-0.79  | mg/dL                     | 酵素法                |              |
| CRP(C反応性蛋白)                        |               | 0.00-0.14                | mg/dL                     | ラテックス凝集法           |              |
| フェリチン                              |               | M:21.0-282.0 F:5.0-157.0 | ng/mL                     | ラテックス凝集法           | BML          |
| Fe(鉄)                              |               | 40-188                   | $\mu\text{g/dL}$          | Nitroso-PSAP法      |              |
| Na(ナトリウム)                          |               | 138-145                  | mmol/L                    | 電極法                |              |
| K(カリウム)                            |               | 3.6-4.8                  | mmol/L                    | 電極法                |              |
| Cl(クロール)                           |               | 101-108                  | mmol/L                    | 電極法                |              |
| Ca(カルシウム)                          |               | 8.8-10.1                 | mg/dL                     | 酵素法(PLD法)          |              |
| IP(無機リン)                           |               | 2.7-4.6                  | mg/dL                     | 酵素法(PNP法)          |              |
| PL(リン脂質)                           |               | 150-280                  | mg/dL                     |                    | LSI          |
| Mg(マグネシウム)                         |               | 1.8-2.4                  | mg/dL                     | 酵素法                |              |
| Zn(亜鉛)                             |               | 80-130                   | $\mu\text{g/dL}$          | 直接法(5-Br-PAPS)     |              |
| CK(CPK)クレアチンホスホキナーゼ                |               | M:59-248 F:41-153        | U/L                       | 酵素法                |              |
| 心筋トロポニンI                           |               | 0.026以下                  | ng/mL                     | CLEIA              |              |
| 心筋トロポニンT                           |               | 0.014以下                  | ng/mL                     |                    | BML          |
| トランスフェリン                           |               | M:190-300 F:200-340      | mg/dL                     |                    | SRL          |
| 総鉄結合能(TIBC)                        |               | 基準値無し 計算値で対応(UIBC+Fe)    |                           |                    |              |
| 不飽和鉄結合能(UIBC)                      |               | M:111-255 F:137-325      | $\mu\text{g/dL}$          | Nitroso-PSAP法      |              |
| ビタミンB12                            |               | 233-914                  | pg/mL                     |                    | BML          |

|                            |          |                         |        |           |                 |
|----------------------------|----------|-------------------------|--------|-----------|-----------------|
| エリスロポエチン(EPO)              |          | 4.2-23.7                | mIU/mL |           | SRL             |
|                            |          |                         |        |           |                 |
| [甲状腺・内分泌検査]                |          |                         |        |           |                 |
| TSH                        |          | 0.35-4.94               | μIU/mL | CLIA      |                 |
| FT3                        |          | 1.9-3.2                 | pg/mL  | CLIA      |                 |
| FT4                        |          | 0.7-1.5                 | ng/dL  | CLIA      |                 |
| TSHレセプター抗体 (TRAb)          |          | <2.0                    | IU/L   | ECLIA     | SRL             |
| ACTH                       |          | 7.2-63.3                | pg/mL  | ECLIA     | 院内(2022/12/5より) |
| コルチゾール                     |          | 5.00-17.90              | μg/dL  | ECLIA     |                 |
| FSH(卵胞刺激ホルモン)              | 卵胞期      | 3.01-14.72              | mIU/mL | CLIA      | SRL             |
|                            | 排卵期      | 3.21-16.60              |        |           |                 |
|                            | 黄体期      | 1.47-8.49               |        |           |                 |
|                            | 閉経期      | 157.79以下                |        |           |                 |
|                            | 男性       | 2.00-8.30               |        |           |                 |
| LH(黄体形成ホルモン)               | 卵胞期      | 1.76-10.24              | mIU/mL | CLIA      | SRL             |
|                            | 排卵期      | 2.19-88.33              |        |           |                 |
|                            | 黄体期      | 1.13-14.22              |        |           |                 |
|                            | 閉経期      | 5.72-64.31              |        |           |                 |
|                            | 男性       | 0.79-5.72               |        |           |                 |
| テストステロン(血清)                |          | M:1.31-8.71 F:0.11-0.47 | ng/mL  | ECLIA     | SRL             |
| E2(エストラジオール)               | 卵胞期      | 28.8-196.8              | pg/mL  | ECLIA     | SRL             |
|                            | 排卵期      | 36.4-525.9              |        |           |                 |
|                            | 黄体期      | 44.1-491.9              |        |           |                 |
|                            | 月経後      | 47.0以下                  |        |           |                 |
|                            | 男性       | 14.6-48.8               |        |           |                 |
| BNP                        |          | ≦18.4                   | pg/mL  | CLIA      |                 |
| PTH-インタクト                  |          | 10.0-65.0               | pg/mL  | ECLIA     | SRL             |
| DHEA-S                     | 男性 20-29 | 159-538                 | μg/dL  | CLEIA     | LSI             |
|                            | 男性 30-39 | 125-475                 | μg/dL  |           |                 |
|                            | 男性 40-49 | 123-422                 | μg/dL  |           |                 |
|                            | 男性 50-59 | 76-386                  | μg/dL  |           |                 |
|                            | 女性 20-29 | 92-399                  | μg/dL  |           |                 |
|                            | 女性 30-39 | 58-327                  | μg/dL  |           |                 |
|                            | 女性 40-49 | 41-218                  | μg/dL  |           |                 |
|                            | 女性 50-59 | 30-201                  | μg/dL  |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
| 尿中Cペプチド                    |          | 22.8-155.2              | μg/day | ECLIA     | BML             |
| 尿中コルチゾール                   |          | 4.3-176.0               | μg/day | CLIA      | SRL             |
|                            |          |                         |        |           |                 |
| [特殊血清検査]                   |          |                         |        |           |                 |
| C3(補体蛋白)                   |          | 73-138                  | mg/dL  |           | LSI             |
| C4(補体蛋白)                   |          | 11-31                   | mg/dL  |           | LSI             |
| リウマチ因子 (RF) 定量             |          | 0-15                    | IU/mL  | ラテックス凝集反応 | LSI             |
| ANA(抗核抗体)                  |          | <40                     | diIs   | FA法       | BML             |
| 抗Tg抗体                      |          | <19.3                   | IU/mL  |           | SRL             |
| 抗ミトコンドリア抗体                 |          | インセイ (<20)              | diIs   | FA法       | SRL             |
| 抗DNA抗体                     |          | ≦6.0                    | IU/mL  | RIA硫酸塩析法  | SRL             |
| 抗アセチルコリン受容体 (AChR) 抗体      |          | ≦0.2                    | nmol/L | RIA       | SRL             |
| 抗GAD抗体                     |          | <5.0                    | U/mL   | ELISA     | SRL             |
| IL-6(インターロイキン6)            |          | ≦7.0                    | pg/mL  | ECLIA     | SRL             |
| β2-ミクログロブリン                |          | 0.9-2.0                 | mg/L   | ラテックス凝集反応 | BML             |
| プロカルシトニン(PCT)              |          | <0.05                   | ng/mL  | ECLIA     |                 |
| プロカルシトニン(PCT)敗血症リスク        | リスク(-)   | ≦0.50                   | ng/mL  | ECLIA     |                 |
|                            | リスク(+)   | 0.51-2.00               | ng/mL  |           |                 |
|                            | 重症 (+)   | 2.00<                   | ng/mL  |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
| [腫瘍マーカー検査]                 |          |                         |        |           |                 |
| CEA                        |          | ≦5.0                    | ng/ml  | CLIA      |                 |
| シフラ                        |          | ≦2.8                    | ng/ml  | CLIA      |                 |
| CA19-9                     |          | ≦37                     | U/mL   | CLIA      |                 |
| CA125                      |          | ≦35                     | U/mL   | CLIA      |                 |
| CA15-3                     |          | ≦31.3                   | U/mL   | CLIA      |                 |
| AFP                        |          | ≦10                     | ng/mL  | CLIA      |                 |
| NSE                        |          | ≦16.3                   | ng/ml  | ECLIA     |                 |
| PSA                        |          | ≦4.000                  | ng/ml  | CLIA      |                 |
| sIL-2R (可溶性インターロイキン2レセプター) |          | 157-474                 | U/mL   | CLEIA     | SRL             |
|                            |          |                         |        |           |                 |
| [免疫グロブリン検査]                |          |                         |        |           |                 |
| IgG                        |          | 861-1747                | mg/dL  |           |                 |
| IgA                        |          | 93-393                  | mg/dL  |           |                 |
| IgM                        |          | M:33-183、F:50-269       | mg/dL  |           |                 |
|                            |          |                         |        |           |                 |
| [ウイルス関連検査]                 |          |                         |        |           |                 |
| HIV (抗原抗体スクリーニング判定)        |          | (-)                     |        | CLIA      |                 |
| HIV-1RNA                   |          | 検出せず                    | コピー/mL | リアルタイムPCR | SRL             |
| HBs抗原                      |          | <0.05                   | IU/mL  | CLIA      |                 |
| HBs抗原(判定)                  |          | (-)                     |        | CLIA      |                 |

|                                  |                   |                         |             |                 |                  |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| HBs抗体                            |                   | <10.0                   | mIU/mL      | CLIA            |                  |
| HBc抗体                            |                   | S/CO<1.0                |             | CLIA            |                  |
| HBc抗体(判定)                        |                   | (-)                     |             | CLIA            |                  |
| HBe抗体(判定)                        |                   | (-)                     |             |                 | BML              |
| HBV-DNA定量                        |                   | 検出せず                    | LogIU/mL    | リアルタイムPCR       |                  |
| HCV抗体                            |                   | S/CO<1.0                |             | CLIA            |                  |
| HCV抗体(判定)                        |                   | (-)                     |             | CLIA            |                  |
| HCV-RNA定量                        |                   | 検出せず                    | LogIU/mL    | リアルタイムPCR       |                  |
| HA-IgG抗体(判定)                     |                   | (-)                     |             | CLIA            | SRL              |
| HA-IgM抗体(判定)                     |                   | (-)                     |             | CLIA            | SRL              |
| HTLV-1(ATLV) 抗体                  |                   | イッセイ                    |             | CLIA            |                  |
| EBV -抗VCA IgG                    |                   | <10                     | dils        | FA (蛍光抗体法)      | SRL(2023年1月1日より) |
| EBV -抗VCA IgM                    |                   | <10                     | dils        | FA (蛍光抗体法)      |                  |
| EBV -抗EA-DR IgG                  |                   | <10                     | dils        | FA (蛍光抗体法)      |                  |
| EBV -抗EA-DR IgA                  |                   | <10                     | dils        | FA (蛍光抗体法)      |                  |
| EBV -抗EBNA                       |                   | <10                     | dils        | FA (蛍光抗体法)      |                  |
| EBV PCR                          |                   | 検出せず                    | LogIU/mL    | TapManリアルタイムPCR | SRL              |
| CMV IgG                          |                   | <6.0                    | AU/mL       | CLIA法           | SRL              |
| CMV IgM                          |                   | <0.85                   | index       | CLIA法           | SRL              |
| CMV PCR                          |                   | 検出せず                    | IU/mL       |                 |                  |
| インフルエンザ迅速診断                      | A型                | イッセイ                    |             | イムノクロマト法        |                  |
|                                  | B型                | イッセイ                    |             | イムノクロマト法        |                  |
|                                  |                   |                         |             |                 |                  |
| 【その他】                            |                   |                         |             |                 |                  |
| 肺サーファクタントプロテインA(血清)              |                   | <43.8                   | ng/mL       | CLEIA法          | SRL              |
| 肺サーファクタントプロテインD(血清)              |                   | <110.0                  | ng/mL       | CLEIA法          | SRL              |
| KL-6(血清)                         |                   | <500                    | U/mL        | ラテックス凝集反応       |                  |
| $\beta$ -Dグルカン                   |                   | 0-20.0                  | pg/mL       |                 |                  |
|                                  |                   |                         |             |                 |                  |
| 【尿検査】                            |                   |                         |             |                 |                  |
| 蛋白定性                             |                   | (-)                     |             | 試験紙法            |                  |
| 尿糖定性                             |                   | (-)                     |             | 試験紙法            |                  |
| 尿潜血                              |                   | (-)                     |             | 試験紙法            |                  |
| pH                               |                   | 5.0-8.0                 |             | 試験紙法            |                  |
| 尿比重                              |                   | 1.006-1.030             |             | 屈折法             |                  |
| ウロビリノーゲン                         |                   | normal                  |             | 試験紙法            |                  |
| ケトン体定性                           |                   | (-)                     |             | 試験紙法            |                  |
| ビリルビン定性                          |                   | (-)                     |             | 試験紙法            |                  |
| 尿Na                              |                   | 基準値無し                   |             | 電極法             |                  |
| 尿K                               |                   | 基準値無し                   |             | 電極法             |                  |
| 尿Cl                              |                   | 基準値無し                   |             | 電極法             |                  |
| 亜硝酸塩                             |                   | (-)                     |             | 試験紙法            |                  |
| 白血球                              |                   | (-)                     |             | 試験紙法            |                  |
| COLOR                            |                   | 基準値無し                   |             | 試験紙法            |                  |
| TURB(外観・混濁)                      |                   | 基準値無し                   |             | 試験紙法            |                  |
| 浸透圧(尿)                           |                   | 基準値無し                   |             | 氷点降下法           |                  |
| 蛋白定量(新鮮尿)                        |                   | 基準値無し                   |             | ピロガロ-ルレット法      |                  |
| 尿クレアチニン(随時尿)                     |                   | 基準値無し                   |             | 酵素法             |                  |
| 尿蛋白/尿クレアチニン(随時尿)                 |                   | 基準値無し                   |             |                 |                  |
| 蛋白定量/尿蛋白(24時間尿)                  |                   | <150                    | mg/day      | ピロガロ-ルレット法      |                  |
| 尿酸(24時間尿)                        |                   | 0.40-0.95               | g/day       | ウリカ-ゼ・ベルオキシダーゼ法 |                  |
| UN(24時間尿)                        |                   | 4.0-13.8                | g/day       | ウレア-ゼUVアンモニア消去法 |                  |
| Mg(24時間尿)                        |                   | 20.00-170.00            | mg/day      | 酵素法             |                  |
| クレアチニン(24時間尿)                    |                   | M:1.10-1.90 F:0.50-1.60 | g/day       | 酵素法             |                  |
| Na(24時間尿)                        |                   | 基準値無し                   | mmol/day    | 電極法             |                  |
| K(24時間尿)                         |                   | 基準値無し                   | mmol/day    | 電極法             |                  |
| Cl(24時間尿)                        |                   | 基準値無し                   | mmol/day    | 電極法             |                  |
| IP(24時間尿)                        |                   | 基準値無し                   | g/day       | 酵素法(PNP法)       |                  |
| Ca(24時間尿)                        |                   | 基準値無し                   | mEq/day     | 酵素法(PLD法)       |                  |
| 尿中Cペプチド                          | 【内分泌にあり】          | 22.8-155.2              | $\mu$ g/day | ECLIA           | BML              |
| 尿中コルチゾール                         | 【内分泌にあり】          | 4.3-176.0               | $\mu$ g/day | CLIA            | SRL              |
| 尿 $\beta$ 2-マイクログロブリン            |                   | $\leq$ 289              | $\mu$ g/L   | ラテックス凝集反応       | BML              |
| NAG(N-アセチル $\beta$ -D-グルコサミニダーゼ) |                   | $\leq$ 11.5             | U/L         | 比色法(合成基質法)      | BML              |
|                                  |                   |                         |             |                 |                  |
| 【尿沈渣検査】                          |                   |                         |             |                 |                  |
| 尿沈渣 (FCM)                        |                   |                         |             |                 |                  |
| _F-RBC                           |                   | 0-27.77                 | / $\mu$ L   | FCM法            |                  |
| _F-WBC                           |                   | 0-27.77                 | / $\mu$ L   | FCM法            |                  |
| _F-EC(上皮細胞)                      |                   | 基準値無し                   | / $\mu$ L   | FCM法            |                  |
| _F-CAST(円柱)                      |                   | 基準値無し                   | / $\mu$ L   | FCM法            |                  |
| _F-BACT(細菌)                      |                   | <10e5                   | /mL         | FCM法            |                  |
| 尿沈渣 (HPF、WF)                     |                   |                         |             |                 |                  |
| RBC                              |                   | <5                      | /HPF        | FCM換算法又は鏡検法     |                  |
| WBC                              |                   | <5                      | /HPF        | FCM換算法又は鏡検法     |                  |
| 赤血球                              | 目視                | <5                      | /HPF        |                 |                  |
| 白血球                              | _F(自動)            | <27.78                  | / $\mu$ L   |                 |                  |
| 扁平上皮                             |                   | 基準値無し                   | /HPF        | FCM換算法又は鏡検法     |                  |
| 硝子円柱                             |                   | 基準値無し                   | /WF         | FCM換算法又は鏡検法     |                  |
|                                  |                   |                         |             |                 |                  |
| 【脳脊髄液】                           | 細胞数算定 (多核細胞・単核細胞) | なし                      |             |                 |                  |
|                                  | 細胞分類              | なし                      |             |                 |                  |
|                                  | 外観                | なし                      |             |                 |                  |
|                                  | 潜血                | なし                      |             |                 |                  |

|                 |       |                 |        |            |                     |
|-----------------|-------|-----------------|--------|------------|---------------------|
|                 | 蛋白定量  | 8-43            | mg/dL  |            |                     |
|                 | 糖定量   | 50-75           | mg/dL  |            |                     |
|                 |       |                 |        |            |                     |
| [ 骨髓液 ]         | 有核細胞数 | (10-25) × 10^4  | μ L    |            |                     |
|                 | 巨核球数  | 55-165          | μ L    |            |                     |
|                 | M/E比  | 1.1-3.5         |        |            |                     |
|                 |       |                 |        |            |                     |
| [ 妊娠検査 ]        |       |                 |        |            |                     |
| 尿妊娠反応           |       | (-)             |        |            |                     |
| β -HCG (血清)     |       | 1.00未満          | ng/mL  | CLIA       | SRL (2023年7月3日より再開) |
| HCG (血清)        |       | 2.7以下           | mIU/mL | CLEIA      | SRL                 |
|                 |       |                 |        |            |                     |
| [ 血液ガス検査 ]      |       |                 |        |            |                     |
| sO2             |       | 94-99           | %      | 吸光度測定法     |                     |
| PaCO2           |       | 35.0-45.0       | mmHg   | 電位差測定法     |                     |
| HCO3(重炭酸イオン)    |       | 22-26           | mmol/L |            |                     |
| 生理機能検査          |       |                 |        |            |                     |
| [ 心エコー検査 ]      |       |                 |        |            |                     |
| LVEF(左室駆出率)     |       | 59以上 (80以上は過収縮) | %      |            |                     |
|                 |       |                 |        |            |                     |
| [ DLCO検査 ]      |       |                 |        |            |                     |
| DLCO'(DLCOダッシュ) |       | 基準値なし           |        | ヘモグロビン補正なし |                     |